



Πρότυπο διάλυμα αγωγιμότητας, 491 mg/L NaCl (1000 µS/cm), 1 L

Αρ. προϊόντος:

1440053

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Αποστολή εντός 2 εβδομάδων

Για ελέγχους τυποποίησης και ακρίβειας σε μετρήσεις αγωγιμότητας

Προδιαγραφές

Κατηγορία:	Διάλυμα
Όγκος/Μέγεθος πακέτου :	500 mL
Παράμετρος :	Αγωγιμότητα
Συγκέντρωση :	491 mg/L NaCl (1000 µS/cm)