



Pipet, volumetric, class A, 3 mL

Αρ. προϊόντος:

1451503

ΚΑΤΑΡΓΗΜΕΝΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ

Αυτό το στοιχείο δεν είναι πλέον διαθέσιμο.

Glass Class A pipets unserialized and calibrated “To Deliver”. Designed to ASTM E969 specification for accuracy and ASTM E1273 for color coding.

Προδιαγραφές

Όγκος/Μέγεθος πακέτου :	1 each
Χωρητικότητα :	3 mL