



Πιπέτα, ογκομετρική, Κατηγορίας A, 0,5 mL

Αρ. προϊόντος: 1451534
EUR Τιμή: Επικοινωνήστε μαζί μας
Δεν εμφανίζεται η ημερομηνία αποστολής

Μη σειριοποιημένες γυάλινες πιπέτες Κατηγορίας A και βαθμονομημένες "Για διανομή". Σχεδιασμένες σύμφωνα με την προδιαγραφή ASTM E969 για ακρίβεια και ASTM E1273 για χρωματική κωδικοποίηση.

Προδιαγραφές

Όγκος/Μέγεθος πακέτου : 1 έκαστη
Χωρητικότητα : 0,5 mL