



Flask, volumetric class A, glass, 250 mL

Αρ. προϊόντος:

1457446

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Δεν εμφανίζεται η ημερομηνία αποστολής

Calibrated “To Contain” and manufactured to ASTM E438, “Glass in Laboratory Apparatus” requirements. Stopper not included—see page 375.

Προδιαγραφές

Μονάδες μέτρησης:

1 each

Πιστοποιήσεις :

No

Σώμα υλικού:

Class A Glass

Χωρητικότητα :

250 mL