



Πρότυπο διάλυμα αμμωνιακού αζώτου, 50 mg/L ως NH₃-N, συσκ./20 - Αμπούλες PourRite των 2 mL

Αρ. προϊόντος: 1479120

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Δεν εμφανίζεται η ημερομηνία αποστολής

Για ελέγχους της ακρίβειας στους προσδιορισμούς του αζώτου σε μορφή αμμωνίας

Απλοί έλεγχοι ακρίβειας

Τα πρότυπα διαλύματα σε αμπούλες Voluette και PourRite είναι σχεδιασμένα ώστε να λειτουργούν απευθείας με ελέγχους ακρίβειας προσθηκών πρότυπων στις διεργασίες της Hach και στο λογισμικό φωτομέτρου. Χρησιμοποιήστε την πιπέτα TenSette για να προσθέσετε ακριβείς ποσότητες προτύπου και για να ελέγξετε την ποσοστιαία ανάκτηση, ώστε να επιβεβαιώσετε την απόδοση του συστήματος ανάλυσης.

Ελαχιστοποίηση των αποβλήτων

Ανοίγετε μια καινούργια αμπούλα προτύπου για κάθε έλεγχο ακρίβειας. Κάθε αμπούλα περιέχει αρκετή ποσότητα προτύπου για ένα σύνολο προσθηκών πρότυπων.

Αξιόπιστα αποτελέσματα

Οι σφραγισμένες αμπούλες αποτρέπουν την τυχαία μόλυνση ή εξάτμιση των πρότυπων διαλυμάτων.

Προδιαγραφές

Κατηγορία:	Διάλυμα
Όγκος/Μέγεθος πακέτου :	mL/20
Περιγραφή :	Πρότυπο διάλυμα αμμωνίας
Συγκέντρωση :	50 mg/L