



Στατώ, για δοκιμαστικούς σωλήνες, από πολυπροπυλένιο

Αρ. προϊόντος:

1488600

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Δεν εμφανίζεται η ημερομηνία αποστολής

Το στατώ των δώδεκα θέσεων συγκρατεί σωληνάρια έως και 24 mm (εξωτ. διάμ.) και διαθέτει πέντε ακίδες για ανάποδη τοποθέτηση των σωλήνων για αποστράγγιση. Μπορεί να αποστειρωθεί σε κλίβανο.

Προδιαγραφές

Όγκος/Μέγεθος πακέτου :

1 έκαστη