



Specimen, vial, w/ rubber-lined cap, 16 mL

Αρ. προϊόντος:

1497046

ΚΑΤΑΡΓΗΜΕΝΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ

Αυτό το στοιχείο δεν είναι πλέον διαθέσιμο.

Borosilicate glass. Autoclavable. Cap included.

Προδιαγραφές

Διάμετρος, εξωτερική :	21 mm
Όγκος/Μέγεθος πακέτου :	10 /pk
Χωρητικότητα :	16 mL