



Cylinder, graduated, mixing, glass, 25 mL ± 0.3 mL, 0.5 mL divisions, glass stopper #13

Αρ. προϊόντος: 189640

EUR Τιμή:

Αποστολή εντός 2 εβδομάδων

Επικοινωνήστε μαζί μας

Low form, single metric scale, glass stopper, graduated. Calibrated "to contain," durable white scale.

Scale is durable white ceramic enamel. Designed to meet ASTM Specification E1272, Style 2 (Class B). Includes glass stopper.

Προδιαγραφές

Μέθοδος μέτρησης :	To Contain
Όγκος/Μέγεθος πακέτου :	1 each
Πιστοποιήσεις :	Class B
Σώμα υλικού:	Glass
Τύπος :	Μονό μετρικό, Ανάμιξη
Χωρητικότητα :	25 mL