



Bottle, BOD, 60 mL capacity, marked 30 mL graduation line

Αρ. προϊόντος:

190902

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Αποστολή εντός 2 εβδομάδων

The standard for BOD analysis. Borosilicate glass bottle with flared lip and ground-glass stopper to prevent air entrapment and for water seal. Frosted marking area. Stopper included (60 mL sizes).

Προδιαγραφές

Body Material:	Borosilicate Glass
Package size UOM:	1pk
Όγκος/Μέγεθος πακέτου :	1 each
Υλικό :	Borosilicate Glass
Χωρητικότητα :	60 mL