



Πρότυπο διάλυμα νιτρικού, 1 mg/L, 500 mL

Αρ. προϊόντος:

204649

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Διαθέσιμο

Πρότυπα διαλύματα ιοντοεπιλεκτικού ηλεκτροδίου (ISE) για εργαστηριακές αναλύσεις

Πρότυπο διάλυμα ISE. Νιτρικά, 1,00 mg/L $\pm 0,01$ mg/L NO₃-N (NIST). Φιάλη των 500 mL

Πρότυπα υλικά αναφοράς ιχνηλάσιμα κατά NIST

Είναι απαραίτητο να εκτελείτε πάντα αποτελέσματα μετρήσεων που να μπορείτε να εμπιστευτείτε. Η ποιότητα των πρότυπων διαλυμάτων που χρησιμοποιούνται είναι εξαιρετικά σημαντική.

Σχεδίαση για χρήση με μια σειρά μετρητών Hach και λοιπούς μετρητές.

Η βάση για ακριβείς μετρήσεις ISE είναι η κατάλληλη προσοχή και η βαθμονόμηση του ιοντοεπιλεκτικού ηλεκτροδίου.

Αξιόπιστη συσκευασία

Παρέχεται σε αεροστεγή συσκευασία, διασφαλίζοντας την εγγυημένη διάρκεια ζωής.

Προδιαγραφές

Package settings:	Φιάλη
Ειδικές σημειώσεις :	Παρατηρούμενη διάρκεια ζωής μετά το άνοιγμα, σύμφωνα με τη συνιστώμενη αποθήκευση και χρήση: 3 μήνες
Κατηγορία:	Διάλυμα
Όγκος/Μέγεθος πακέτου :	500 mL
Παράμετρος :	Νιτρικά
Περιγραφή :	Πρότυπο διάλυμα αζώτου-νιτρικών ως NO ₃ ⁻ -N (NIST)
Συγκέντρωση :	1,00 mg/L $\pm 0,01$ mg/L NO ₃ -N
Συνθήκες Αποθήκευσης:	10 - 25°C (πρέπει να προστατεύεται από το φως)