



Test kit, hardness (total), model HA-DT

Αρ. προϊόντος:

2063600

Επικίνδυνο

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Δεν εμφανίζεται η ημερομηνία αποστολής



Utilizing the Hach Digital Titrator, the Model HA-DT kit is used to determine hardness concentrations. Kit includes Digital Titrator, reagents and labware, manual and carrying case. Range: 10-4,000 mg/L. Contains approximately 100 tests.

Hach Digital Titrator offers higher levels of precision and accuracy than drop count procedures, with reproducibility comparable to a buret titration

Rugged titration device is ideal for field use, with no glass burets required

Προδιαγραφές

Αριθμός δοκιμών :	100
Εύρος μέτρησης :	10 - 4,000 CaCO ₃
Κατηγορία:	Ψηφιακός τιτλοδότης
Μικρότερα βήματα ανάλυσης :	0.1-10
Μοντέλο σετ μέτρησης :	HA-DT
Όνομα μεθόδου :	Digital Titrator/EDTA
Παράμετρος :	Hardness, total - As CaCO ₃
Τύπος θήκης :	F