



Πιπέτα, ορολογική, γυάλινη, 25 mL

Αρ. προϊόντος:

206640

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Δεν εμφανίζεται η ημερομηνία αποστολής

Διαβαθμισμένες γυάλινες πιπέτες. Βαθμονομημένη "Για παροχή". Σχεδίαση με βάση τις προδιαγραφές ASTM E1044.

Προδιαγραφές

Graduations:	0.1 mL
Αριθμός μεθόδου :	8006
Όγκος/Μέγεθος πακέτου :	1 έκαστη
Όργανο :	Όλα εκτός από τα DR/4000, PC II
Χωρητικότητα :	25 mL