



Tubing, nalgene 8000, vacuum, 9.5 mm (I.D.)

Αρ. προϊόντος:

2074146

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Δεν εμφανίζεται η ημερομηνία αποστολής

Similar to Nalgene 8000 regular tubing, but with heavier walls. Imprinted in red for instant identification. Saves time and avoids errors which could invalidate experiments or injure laboratory personnel.

Προδιαγραφές

Formula (Text):	R-3603
I. D.:	3/8 in
Διάμετρος, εξωτερική :	7/8 in
Μήκος :	50 ft
Πάχος τοιχώματος σωλήνα :	1/4 in
Σώμα υλικού:	Tygon