



Cylinder, Graduated, Mixing, Glass, 10 mL ± 0.1 mL, 0.2 mL divisions, glass stopper #13

Αρ. προϊόντος:

2088638

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Δεν εμφανίζεται η ημερομηνία αποστολής

This glass graduated cylinder is calibrated “to contain” with a molded in base. Each includes glass penny head stopper. Graduations are in durable white enamel bake.

Προδιαγραφές

Μέθοδος μέτρησης :	To Contain
Όγκος/Μέγεθος πακέτου :	1 each
Πιστοποιήσεις :	Class B
Σώμα υλικού:	Glass
Τύπος :	Μονό μετρικό, Ανάμιξη
Χωρητικότητα :	10 mL