



Cylinder, graduated, mixing, Glass, 50 mL ± 0.4 mL, 1.0 mL divisions, glass stopper #16

Αρ. προϊόντος: 2088641

EUR Τιμή: Επικοινωνήστε μαζί μας
Δεν εμφανίζεται η ημερομηνία αποστολής

This tall form glass graduated cylinder is calibrated “to contain” with a molded in base. Each includes glass penny head stopper. Graduations are in durable white enamel bake.

Προδιαγραφές

Μέθοδος μέτρησης :	To Contain
Όγκος/Μέγεθος πακέτου :	1 each
Πιστοποιήσεις :	Class B
Σώμα υλικού:	Glass
Τύπος :	Μονό μετρικό, Ανάμιξη
Χωρητικότητα :	50 mL