



Flask, Erlenmeyer, glass w/screw cap, 500 mL

Αρ. προϊόντος:

2089649

ΚΑΤΑΡΓΗΜΕΝΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ

Αυτό το στοιχείο δεν είναι πλέον διαθέσιμο.

Προτεινόμενα στοιχεία αντικατάστασης:

- 2089679

Graduated glass flask with plastic screw cap. Excellent choice for media preparation, mixing solutions, and culturing. Inert rubber liner cemented into cap and completely autoclavable. Durable graduations indicate approximate volume.

Προδιαγραφές

Μονάδες μέτρησης:

1 each

Υλικό :

Glass Screw Cap

Χωρητικότητα :

500 mL