



Flask, Erlenmeyer, glass w/screw cap, 6/pk, 250 mL

Αρ. προϊόντος:

2089676

ΚΑΤΑΡΓΗΜΕΝΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ

Αυτό το στοιχείο δεν είναι πλέον διαθέσιμο.

Graduated glass flask with plastic screw cap. Excellent choice for media preparation, mixing solutions, and culturing. Inert rubber liner cemented into cap and completely autoclavable. Durable graduations indicate approximate volume.

Προδιαγραφές

Μονάδες μέτρησης:

6/pk

Υλικό :

Glass Screw Cap

Χωρητικότητα :

250 mL