



Flask, Erlenmeyer, glass w/screw cap, 6/pk, 500 mL

Αρ. προϊόντος:

2089679

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Δεν εμφανίζεται η ημερομηνία αποστολής

Graduated glass flask with plastic screw cap. Excellent choice for media preparation, mixing solutions, and culturing. Inert rubber liner cemented into cap and completely autoclavable. Durable graduations indicate approximate volume.

Προδιαγραφές

Μονάδες μέτρησης:

6/pk

Υλικό :

Glass Screw Cap

Χωρητικότητα :

500 mL