



Flask, Erlenmeyer, Polycarbonate Capacity 125 mL

Αρ. προϊόντος:

2089743

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Δεν εμφανίζεται η ημερομηνία αποστολής

Graduated (Molded-in graduations) flask features: clarity, toughness and strength. Autoclavable; however, repeated autoclaving may result in loss of mechanical strength. #5 Neoprene stoppers (P/N 14808-05; pk/12) available separately. 125 ml.

Προδιαγραφές

Μονάδες μέτρησης:

1 each

Υλικό :

Polycarbonate

Χωρητικότητα :

125 mL