



Flask, Erlenmeyer, polymethylpentene capacity 125 mL

Αρ. προϊόντος:

2089843

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Δεν εμφανίζεται η ημερομηνία αποστολής

Polymethylpentene flask with polypropylene screwcap features clarity, chemical resistance, strength, and autoclavability (Do not engage threads during cycle). Useful for titrations, preparation and storage of media.

Προδιαγραφές

Μονάδες μέτρησης:

1 each

Τύπος :

Erlenmeyer

Υλικό :

Polymethylpentene

Χωρητικότητα :

125 mL