



Flask, Erlenmeyer, polymethylpentene capacity 250 mL

Αρ. προϊόντος:

2089846

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Διαθέσιμο

Polymethylpentene flask with polypropylene screwcap features clarity, chemical resistance, strength, and autoclavability (Do not engage threads during cycle). Useful for titrations, preparation and storage of media.

Προδιαγραφές

Μονάδες μέτρησης:

1 each

Τύπος :

Erlenmeyer

Υλικό :

Polymethylpentene

Χωρητικότητα :

250 mL