



Πιπέτα, ορολογική, αποστειρωμένη, πολυστυρενίου, 5 mL, μπλε, 200 τμχ./συσκ.

Αρ. προϊόντος: 2092667

EUR Τιμή: Επικοινωνήστε μαζί μας
Δεν εμφανίζεται η ημερομηνία αποστολής

Αποστειρωμένη πλαστική πιπέτα μίας χρήσης. Σε ατομική συσκευασία. Με χρωματική κωδικοποίηση. Βαθμονομημένη "Για παροχή". Συμμορφώνεται με το πρότυπο ASTM E934.

Graduations are calibrated for accurate dispensing to within $\pm 2\%$

Pipets meet BST/TSE requirements; latex-free

DNase/RNase-free, non-pyrogenic, non-cytotoxic, non-haemolytic

Προδιαγραφές

Graduations:	0.10 mL
Negative Graduations:	2.0 mL
Όγκος/Μέγεθος πακέτου :	200 /συσκ.
Χωρητικότητα :	5 mL