



Πιπέτα, ορολογική, αποστειρωμένη, πολυστυρενίου, 10 mL, πορτοκαλί, 200 τμχ./συσκ.

Αρ. προϊόντος: 2092668

EUR Τιμή: Επικοινωνήστε μαζί μας
Δεν εμφανίζεται η ημερομηνία αποστολής

Αποστειρωμένη πλαστική πιπέτα μίας χρήσης. Σε ατομική συσκευασία. Με χρωματική κωδικοποίηση. Βαθμονομημένη "Για παροχή". Συμμορφώνεται με το πρότυπο ASTM E934.

Προδιαγραφές

Graduations:	0.10 mL
Negative Graduations:	3.0 mL
Όγκος/Μέγεθος πακέτου :	200 /συσκ.
Χωρητικότητα :	10 mL