



Πιπέτα, ορολογική, αποστειρωμένη, πολυστυρενίου, με βύσμα, 10 mL, 50 τμχ./συσκ.

Αρ. προϊόντος: 2092828

EUR Τιμή: Επικοινωνήστε μαζί μας
Δεν εμφανίζεται η ημερομηνία αποστολής

Αποστειρωμένη πλαστική πιπέτα μίας χρήσης με βύσμα. Χύδην συσκευασία 2x 25 πιπετών/συσκευασία Με χρωματική κωδικοποίηση. Μαύρες διαβαθμίσεις κατά αύξουσα/φθίνουσα σειρά. Βαθμονομημένη "Για παροχή". Ακρίβεια $\pm 2\%$.

Προδιαγραφές

Graduations:	0.10 mL
Όγκος/Μέγεθος πακέτου :	50 /συσκ.
Χωρητικότητα :	10 mL