



Πιπέτα, Mohr, γυάλινη, 5 mL

Αρ. προϊόντος:

2093437

ΚΑΤΑΡΓΗΜΕΝΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ

Αυτό το στοιχείο δεν είναι πλέον διαθέσιμο.

Πιπέτες κατηγορίας B, βαθμονομημένες "Για παροχή". Μόνιμα καφέ, διαβαθμισμένη κλίμακα συντετηγμένη στο σώμα. Με χρωματική κωδικοποίηση για τον όγκο. Σκληρυμένα ρύγχη για ανθεκτικότητα. Σχεδίαση με βάση τις απαιτήσεις του ASTM E1293, Κατηγορία B Στυλ 1.

Προδιαγραφές

Graduations:	0.1 mL
Όγκος/Μέγεθος πακέτου :	1 έκαστη
Χωρητικότητα :	5,0 mL