




Στατώ φιαλών, BOD, 12 φιάλες

Αρ. προϊόντος:

2094200

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Δεν εμφανίζεται η ημερομηνία αποστολής

Το ανθεκτικό, συρμάτινο στατώ με επικάλυψη PVC συνιστά ένα ανθεκτικό στη διάβρωση σύστημα μεταφοράς για φιάλες BOD των 300 mL. Σύστημα μανδάλωσης στατώ για αποτελεσματική μεταφορά και αποθήκευση. Χωράει 12 φιάλες BOD. *Το στοιχείο είναι επικαλυμμένο με μπλε εποξειδικό επίχρισμα.

Προδιαγραφές

Όγκος/Μέγεθος πακέτου :

1 έκαστη