



Crucible, Gooch, 25 mL Capacity

Αρ. προϊόντος:

2098640

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Δεν εμφανίζεται η ημερομηνία αποστολής

Perforated bottom, glazed inside and out except for outside bottom surface. Filter for Gooch Crucible available and sold separately.

25 mL Gooch Crucible is recommended for use in Standard Methods 2540 C and 2540 D to determine Total Suspended Solids.

Προδιαγραφές

Όγκος/Μέγεθος πακέτου :

1 /pk

Χωρητικότητα :

25 mL