



## Crucible, Gooch, 40 mL Capacity

Αρ. προϊόντος:

2098641

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Δεν εμφανίζεται η ημερομηνία αποστολής

Perforated bottom, glazed inside and out except for outside bottom surface. (Perforations are 1 mm in diameter). Filter for Gooch Crucible available and sold separately.

25 mL Gooch Crucible (# 2098640) is recommended for use in Standard Methods 2540 C and 2540 D to determine Total Suspended Solids.

---

### Προδιαγραφές

Όγκος/Μέγεθος πακέτου :	1 /pk
Χωρητικότητα :	40 mL