



Αντιδραστήριο, ολικό χλώριο DPD, φιαλίδια Test 'N Tube, συσκ./50

Αρ. προϊόντος:

2105645

Επικίνδυνο

ΚΑΤΑΡΓΗΜΕΝΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ

Αυτό το στοιχείο δεν είναι πλέον διαθέσιμο.



Για τον προσδιορισμό του ολικού χλωρίου με τη μέθοδο DPD. Τα φιαλίδια αντιδραστηρίων Test 'N Tube περιέχουν αντιδραστήριο DPD σε δόσεις μετρημένες εκ των προτέρων. Εύρος μέτρησης: 0,09 - 5,00 mg/L Cl₂. Μέγεθος δείγματος: 10 mL

Συσκευασία των 50 φιαλιδίων.

Τα προϊόντα Test 'N Tube παρέχουν ασφαλείς και εύκολες δοκιμές

Τα φιαλίδια 16-mm με καπάκι παρέχουν μια ανεξάρτητη συσκευασία για ανάμειξη και μέτρηση.

Εύκολος τρόπος παραγγελίας

Στη συσκευασία περιλαμβάνονται όλα τα απαραίτητα αντιδραστήρια και φιαλίδια.

Χωρίς βορικό οξύ!

Προδιαγραφές

Αριθμός δοκιμών :	50
Αριθμός μεθόδου :	10101
Εύρος μέτρησης :	0,09 - 5,00 mg/L Cl ₂
Κατηγορία:	Φακελάκια σε σκόνη
Όνομα μεθόδου :	DPD
Όργανο :	Όλα εκτός από το PC II
Παράμετρος :	Χλώριο, ολικό