



Πιπέτα, Mohr, πολυπροπυλενίου, 10 mL, 12 τμχ./συσκ.

Αρ. προϊόντος:

210668

ΚΑΤΑΡΓΗΜΕΝΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ

Αυτό το στοιχείο δεν είναι πλέον διαθέσιμο.

Διαβαθμισμένες, διαφανείς πιπέτες πολυπροπυλενίου. Ιδανικές για ανάλυση πυριτικών. Δυνατότητα αποστείρωσης σε αυτόκαυστο (Οι θερμοκρασίες άνω των 60 °C μπορεί να προκαλέσουν αλλαγές στους όγκους).

Προδιαγραφές

Graduations:	0.1 mL
Όγκος/Μέγεθος πακέτου :	12 /συσκ.
Χωρητικότητα :	10 mL