



Πρότυπο διάλυμα, μαγγάνιο, 25 mg/L ως Mn (NIST), συσκ./20 - Αμπούλες PourRite των 2 mL

Αρ. προϊόντος:

2112820

Επικίνδυνο

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Διαθέσιμο



Για ελέγχους ακρίβειας στους προσδιορισμούς μαγγανίου

Απλοί έλεγχοι ακρίβειας

Τα πρότυπα διαλύματα σε αμπούλες Voluette και PourRite είναι σχεδιασμένα ώστε να λειτουργούν απευθείας με ελέγχους ακρίβειας προσθηκών πρότυπων στις διεργασίες της Hach και στο λογισμικό φωτομέτρου. Χρησιμοποιήστε την πιλέτα TenSette για να προσθέσετε ακριβείς ποσότητες προτύπου και για να ελέγξετε την ποσοστιαία ανάκτηση, ώστε να επιβεβαιώσετε την απόδοση του συστήματος ανάλυσης.

Ελαχιστοποίηση των αποβλήτων

Ανοίγετε μια καινούργια αμπούλα προτύπου για κάθε έλεγχο ακρίβειας. Κάθε αμπούλα περιέχει αρκετή ποσότητα προτύπου για ένα σύνολο προσθηκών πρότυπων.

Αξιόπιστα αποτελέσματα

Οι σφραγισμένες αμπούλες αποτρέπουν την τυχαία μόλυνση ή εξάτμιση των πρότυπων διαλυμάτων.

Προδιαγραφές

Κατηγορία:	Διάλυμα
Όγκος/Μέγεθος πακέτου :	mL/20
Συγκέντρωση :	25 mg/L