



Αντιδραστήριο σκληρότητας UniVer 3, 454 g

Αρ. προϊόντος:

21301H

Επικίνδυνο

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Δεν εμφανίζεται η ημερομηνία αποστολής



Συνδυασμένος δείκτης και ρυθμιστικό διάλυμα για τον προσδιορισμό της ολικής σκληρότητας με μεθόδους τιτλοδότησης. φιάλη των 454 g.

Προδιαγραφές

Κατηγορία:	Jar
Όγκος/Μέγεθος πακέτου :	454
Όνομα μεθόδου :	Τιτλοδότηση EDTA

Απαιτούμενα παρελκόμενα

- Προστατευτικά γάντια μεγάλου μεγέθους (L), μπλε, νιτριλίου, χωρίς πούδρα, 50 τμχ. (Item SM743L)