



Test kit, nitrite, nitrogen, model NI-15

Αρ. προϊόντος:

2182000

Επικίνδυνο

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Δεν εμφανίζεται η ημερομηνία αποστολής



Simple, low-cost color disc method is the most accurate visual test kit method.

Προδιαγραφές

Parameter:	Nitrite
Smallest increment:	0.01
Αριθμός δοκιμών :	100
Εύρος μέτρησης :	Single Range
Κατηγορία:	Χρωματικός δίσκος
Μοντέλο :	NI-11
Μοντέλο σετ μέτρησης :	NI-15
Όνομα μεθόδου :	Color disc/Diazotization
Παράμετρος :	Nitrogen, Nitrite, low range - As NO ₂ ⁻ -N
Τυπικό εύρος μέτρησης:	0 - 0.40 mg/L NO ₂ ⁻ -N
Τύπος θήκης :	D