



Πρότυπο διάλυμα σκληρότητας ασβεστίου, 10000 mg/L CaCO₃ (NIST), 16 x αμπούλες των 10 mL

Αρ. προϊόντος:

218710

Επικίνδυνο

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Δεν εμφανίζεται η ημερομηνία αποστολής



Για ελέγχους ακρίβειας στους προσδιορισμούς σκληρότητας του ασβεστίου.

Απλοί έλεγχοι ακρίβειας

Τα πρότυπα διαλύματα σε αμπούλες Voluette και PourRite είναι σχεδιασμένα ώστε να λειτουργούν απευθείας με ελέγχους ακρίβειας προσθηκών πρότυπων στις διεργασίες της Hach και στο λογισμικό φωτομέτρου. Χρησιμοποιήστε την πιπέτα Tensette για να προσθέσετε ακριβείς ποσότητες προτύπου και για να ελέγξετε την ποσοστιαία ανάκτηση, ώστε να επιβεβαιώσετε την απόδοση του συστήματος ανάλυσης.

Ελαχιστοποίηση αποβλήτων

Ανοίγετε μια καινούργια αμπούλα προτύπου για κάθε έλεγχο ακρίβειας. Κάθε αμπούλα περιέχει αρκετή ποσότητα προτύπου για ένα σύνολο προσθηκών πρότυπων.

Αξιόπιστα αποτελέσματα

Οι σφραγισμένες αμπούλες αποτρέπουν την τυχαία μόλυνση ή εξάτμιση των πρότυπων διαλυμάτων.

Προδιαγραφές

Κατηγορία:	Διάλυμα
Όγκος/Μέγεθος πακέτου :	10 mL /
Περιγραφή :	Πρότυπο διάλυμα ασβεστίου
Συγκέντρωση :	10000 mg/L