



Ρύγξη πιπετών, πιπέτα Tensette 1970010, 1,0 - 10,0 mL, μη αποστειρωμένη, 250 τμχ./συσκ.

Αρ. προϊόντος:

2199725

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Αποστολή εντός 2 εβδομάδων

Εκτελέστε ακριβείς, οικονομικές αναρροφήσεις με πιπέτα, με τις πιπέτες TenSette της Hach. Οι μονοκάναλες πιπέτες με εκτόπιση αέρα παρέχονται σε δύο μοντέλα: όγκοι 0,1 - 1,0 mL (βήματα του 0,1 mL) ή όγκοι 1,0 - 10,0 mL (βήματα του 1,0 mL). Επιλογή όγκου με μια απλή περιστροφή του στροφέα.

Προδιαγραφές

Όγκος/Μέγεθος πακέτου :

250 /συσκ.