



Dispenser, all glass tilting

Αρ. προϊόντος:

2220038

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Δεν εμφανίζεται η ημερομηνία αποστολής

Spring-fitted head secured into Erlenmeyer flask. Inversion of unit fills measuring tube with 10 mL of liquid for easy dispensing.

Προδιαγραφές

Όγκος/Μέγεθος πακέτου :

1 each

Τι περιέχει το καλάθι:

Dispenser, flask and spring.

Τι περιέχει το καλάθι

Dispenser, flask and spring.