



Be Right™



Βάση ηθμού διήθησης, Walter

Αρ. προϊόντος:

2233200

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Δεν εμφανίζεται η ημερομηνία αποστολής

Καουτσούκ με γυάλινο στέλεχος σε γωνία 45°. Συγκρατεί ηθμό διήθησης Gooch 25 mL. Κατάλληλο για φιάλες φίλτρου που δέχονται μεγέθη πόματος 6 - 8.

Προδιαγραφές

Όγκος/Μέγεθος πακέτου :

1 έκαστη