



Test kit, nitrogen , model NI-8

Αρ. προϊόντος:

224100

Επικίνδυνο

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Δεν εμφανίζεται η ημερομηνία αποστολής



Designed for testing ammonia in freshwater, this kit's color disc method offers low-cost, fast, reliable results in an easy-to-carry kit.

One of Hach's most popular test kits

Simple, low-cost color disc method is the most accurate visual test kit method

Achieve fast results with an easy-to-carry test kit

Προδιαγραφές

Smallest increment:	0.1
Αριθμός δοκιμών :	100
Εύρος μέτρησης :	0 - 3.0 mg/L NH ₃ -N
Κατηγορία:	Χρωματικός δίσκος
Μοντέλο σετ μέτρησης :	NI-8
Όνομα μεθόδου :	Color disc/Nessler reagent
Παράμετρος :	Nitrogen, Ammonia, mid range - For freshwater
Τύπος θήκης :	B