



Filter Holder, 47 mm, with Receiver

Αρ. προϊόντος:

2254400

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Δεν εμφανίζεται η ημερομηνία αποστολής

With 250 mL graduated receiver to eliminate need for a manifold and/or vacuum flask. For use iwth 47 or 50 mm filters under vacuum or pressure. Autoclavable.

Προδιαγραφές

Διάμετρος : 47 mm

Όγκος/Μέγεθος πακέτου : 1