



**Be Right™**



## **Buret, automatic, glass, 25 mL buret**

**Αρ. προϊόντος:**

**2261440**

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Αποστολή εντός 2 εβδομάδων

Glass reservoir and buret with PTFE stopcock create an easy to use workstation for standard solutions. Subdivisions of 1.0 mL and 0.1 mL.

---

### **Προδιαγραφές**

Σώμα υλικού:

Glass

Χωρητικότητα :

25 mL