



Πρότυπο διάλυμα ισοδύναμο θειωδών αλάτων, 5000 mg/L ως SO₃, συσκ./16 - Αμπούλες Voluette των 10 mL

Αρ. προϊόντος: 2267410

EUR Τιμή: Επικοινωνήστε μαζί μας
Δεν εμφανίζεται η ημερομηνία αποστολής

Πρότυπο διάλυμα θειοθειικού νατρίου (0,125 N), ισοδύναμο με 5000 mg/L ως SO₃

Απλοί έλεγχοι ακρίβειας

Τα πρότυπα διαλύματα σε αμπούλες Voluette και PourRite είναι σχεδιασμένα ώστε να λειτουργούν απευθείας με ελέγχους ακρίβειας προσθηκών πρότυπων στις διεργασίες της Hach και στο λογισμικό φωτομέτρου. Χρησιμοποιήστε την πιπέτα TenSette για να προσθέσετε ακριβείς ποσότητες προτύπου και για να ελέγξετε την ποσοστιαία ανάκτηση, ώστε να επιβεβαιώσετε την απόδοση του συστήματος ανάλυσης.

Ελαχιστοποίηση των αποβλήτων

Ανοίγετε μια καινούργια αμπούλα προτύπου για κάθε έλεγχο ακρίβειας. Κάθε αμπούλα περιέχει αρκετή ποσότητα προτύπου για ένα σύνολο προσθηκών πρότυπων.

Αξιόπιστα αποτελέσματα

Οι σφραγισμένες αμπούλες αποτρέπουν την τυχαία μόλυνση ή εξάτμιση των πρότυπων διαλυμάτων.

Προδιαγραφές

Κατηγορία:	Διάλυμα
Όγκος/Μέγεθος πακέτου :	mL/16
Περιγραφή :	Διάλυμα ισοδύναμο θειωδών αλάτων ως SO ₄ ²⁻ (NIST)
Συγκέντρωση :	5000 mg/L