



Άγαρ R2A, αφυδατωμένο, 500 g

Αρ. προϊόντος:

2281034

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Δεν εμφανίζεται η ημερομηνία αποστολής

Μέσο χαμηλών θρεπτικών συστατικών για την απαρίθμηση και την καλλιέργεια βακτηρίων από πόσιμο νερό. Χρησιμοποιείται για το τρυβλίο ενσωμάτωσης ή επίστρωσης και τις μεθόδους MF, που περιγράφονται στη 16η έκδοση των Πρότυπων μεθόδων. Συνιστάται για την πρόβλεψη της νιτροποίησης με μεγαλύτερη ακρίβεια σε πόσιμα συστήματα που χρησιμοποιούν χλωραμίνες ως δευτερεύον απολυμαντικό.

Προδιαγραφές

Media Type:	Άγαρ R2A
Region:	US
Όγκος/Μέγεθος πακέτου :	500 g