



Φακελάκια με σκόνη ρυθμιστικού διαλύματος, pH 4,01 και pH 7,00, 2 συσκ. των 15

Αρ. προϊόντος:

2299264

Επικίνδυνο

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Αποστολή εντός 2 εβδομάδων



Πρότυπα ρυθμιστικά διαλύματα pH για αναλύσεις στο εργαστήριο και στο πεδίο

Φακελάκια με σκόνη ρυθμιστικού διαλύματος pH για βαθμονόμηση ηλεκτροδίων pH. Με κάθε φακελάκι με σκόνη παρασκευάζονται 50 mL φρέσκου ρυθμιστικού διαλύματος. Με χρωματική κωδικοποίηση για εύκολη αναγνώριση. Το pH είναι $\pm 0,02$ στους 25°C. Συσκευασία από 15 φακελάκια pH 4,01 (κόκκινο) και 15 φακελάκια pH 7,00 (κίτρινο).

Πρότυπα υλικά αναφοράς ιχνηλάσιμα κατά NIST

Στο εργαστήριο ή στο πεδίο, είναι σημαντικό να λαμβάνετε πάντα αποτελέσματα μετρήσεων που να μπορείτε να εμπιστευτείτε. Η ποιότητα των πρότυπων ρυθμιστικών διαλυμάτων pH που χρησιμοποιούνται είναι εξαιρετικά σημαντική.

Σχεδίαση για χρήση με μια σειρά μετρητών Hach και λοιπούς μετρητές.

Η βάση για ακριβείς μετρήσεις pH είναι η κατάλληλη προσοχή και η βαθμονόμηση του ηλεκτροδίου pH.

Αξιόπιστη συσκευασία

Παρέχεται σε αεροστεγή συσκευασία, διασφαλίζοντας την εγγυημένη διάρκεια ζωής.

Προδιαγραφές

Package settings:	Φακελάκια με σκόνη
Ειδικές σημειώσεις :	Απορρίψτε το παρασκευασμένο διάλυμα μετά τη χρήση
Ιχνηλάσιμο κατά NIST:	Ναι
Όγκος/Μέγεθος πακέτου :	30 τμχ.
Περιγραφή :	Αντιδραστήριο βαθμονόμησης ρυθμιστικού διαλύματος pH
Συνθήκες Αποθήκευσης:	10 - 25°C (πρέπει να προστατεύεται από το φως)
Τιμή (εξ) pH:	4,01 και 7,00 $\pm 0,02$ pH στους 25°C
Χρωματικοί κωδικοί:	Ναι