



Πρότυπο διάλυμα ασβεστίου, 10 mg/L, 100 mL

Αρ. προϊόντος:

2305442

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Διαθέσιμο

Πρότυπα διαλύματα ιοντοεπιλεκτικού ηλεκτροδίου (ISE) για εργαστηριακές αναλύσεις

Πρότυπο διάλυμα ISE. Ασβέστιο, 10,00 mg/L $\pm 0,14$ mg/L Ca^{2+} (NIST). Φιάλη των 100 mL

Πρότυπα υλικά αναφοράς ιχνηλάσιμα κατά NIST

Είναι απαραίτητο να εκτελείτε πάντα αποτελέσματα μετρήσεων που να μπορείτε να εμπιστευτείτε. Η ποιότητα των πρότυπων διαλυμάτων που χρησιμοποιούνται είναι εξαιρετικά σημαντική.

Σχεδίαση για χρήση με μια σειρά μετρητών Hach και λοιπούς μετρητές.

Η βάση για ακριβείς μετρήσεις ISE είναι η κατάλληλη προσοχή και η βαθμονόμηση του ιοντοεπιλεκτικού ηλεκτροδίου.

Αξιόπιστη συσκευασία

Παρέχεται σε αεροστεγή συσκευασία, διασφαλίζοντας την εγγυημένη διάρκεια ζωής.

Προδιαγραφές

Package settings:

Φιάλη

Ειδικές σημειώσεις :

Παρατηρούμενη διάρκεια ζωής μετά το άνοιγμα, σύμφωνα με τη συνιστώμενη αποθήκευση και χρήση: 3 μήνες

Κατηγορία:

Διάλυμα

Όγκος/Μέγεθος πακέτου :

100 mL

Παράμετρος :

Ασβέστιο

Συγκέντρωση :

10,00 mg/L $\pm 0,14$ mg/L Ca^{2+}

Συνθήκες Αποθήκευσης:

10 - 25°C (πρέπει να προστατεύεται από το φως)