



Αλκαλικό ρυθμιστικό διάλυμα 3,0 N, 100 mL

Αρ. προϊόντος:

2307242

Επικίνδυνο

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Διαθέσιμο



Αλκαλικό ρυθμιστικό διάλυμα που χρησιμοποιείται στον προσδιορισμό του ασβεστίου και του μαγνησίου σε άλμη. 3,0 N. Φιάλη/100 mL.

Προδιαγραφές

Κατηγορία:

Διάλυμα

Απαιτούμενα παρελκόμενα

- Διάλυμα EDTA, 1M, 50 mL SCDB (Item 2241926)
- Προστατευτικά γάντια μεγάλου μεγέθους (L), μπλε, νιτριλίου, χωρίς πούδρα, 50 τμχ. (Item SM743L)
- Πρότυπο διάλυμα ασβεστίου, 10 mg/L, 100 mL (Item 2305442)
- Συσκευασία εργαστηριακών αντιδραστηρίων HNB (Item 2307300)