



Πρότυπο διάλυμα νατρίου, 100 mg/L, 1 L

Αρ. προϊόντος:

2318153

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Αποστολή εντός 2 εβδομάδων

Πρότυπα διαλύματα ιοντοεπιλεκτικού ηλεκτροδίου (ISE) για εργαστηριακές αναλύσεις

Πρότυπο διάλυμα ISE. Νάτριο, 100 mg/L Na⁺ (NIST). Φιάλη του 1 L

Πρότυπα υλικά αναφοράς ιχνηλάσιμα κατά NIST

Είναι απαραίτητο να εκτελείτε πάντα αποτελέσματα μετρήσεων που να μπορείτε να εμπιστευτείτε. Η ποιότητα των πρότυπων διαλυμάτων που χρησιμοποιούνται είναι εξαιρετικά σημαντική.

Σχεδίαση για χρήση με μια σειρά μετρητών Hach και λουπούς μετρητές.

Η βάση για ακριβείς μετρήσεις ISE είναι η κατάλληλη προσοχή και η βαθμονόμηση του ιοντοεπιλεκτικού ηλεκτροδίου.

Αξιόπιστη συσκευασία

Παρέχεται σε αεροστεγή συσκευασία, διασφαλίζοντας την εγγυημένη διάρκεια ζωής.

Προδιαγραφές

Package settings:

Φιάλη

Ειδικές σημειώσεις :

Παρατηρούμενη διάρκεια ζωής μετά το άνοιγμα, σύμφωνα με τη συνιστώμενη αποθήκευση και χρήση: 3 μήνες

Κατηγορία:

Διάλυμα

Όγκος/Μέγεθος πακέτου :

1 L

Παράμετρος :

Νάτριο

Συγκέντρωση :

0,00435 mol/L $\pm$ 0,00003 mol/L Na⁺

Συνθήκες Αποθήκευσης:

10 - 25°C (πρέπει να προστατεύεται από το φως)