



Bottle, storage, oblong 118 mL capacity, 6/pk

Αρ. προϊόντος: 2318406
EUR Τιμή: Επικοινωνήστε μαζί μας
Δεν εμφανίζεται η ημερομηνία αποστολής

Equal to 4 oz. Oblong polyethylene bottle (molded white). 6 bottles per package. NOTE: Does not include cap .

Προδιαγραφές

Body Material:	High Density Plastic
Package size UOM:	6pk
Όγκος/Μέγεθος πακέτου :	6 /pk
Υλικό :	HDPE
Χωρητικότητα :	118 mL