



Dropper assembly, child resistant, 0.5 & 1.0 mL (for bottle 23184-06) pk/6

Αρ. προϊόντος:

2318506

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Δεν εμφανίζεται η ημερομηνία αποστολής

Child-resistant dropper assembly with 0.5 and 1.0 mL marks on glass barrel. Pack of 6 droppers. Fits 118 mL bottle 2937406.

Προδιαγραφές

Όγκος/Μέγεθος πακέτου :

6 /pk