



Filter, acrocap, pore size 0.2 µm

Αρ. προϊόντος:

2323810

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Δεν εμφανίζεται η ημερομηνία αποστολής

For sterilization or clarification of up to three liters of culture media or other aqueous solutions. Ideal for sterilization of solutions that tend to foam when filtered under vacuum. Inlet accepts 6.4 mm (0.25") tubing or most male luer fittings.

Προδιαγραφές

Filter Type:	Filter, acrocap
Packing:	NA
Διάμετρος :	NA
Μέγεθος πόρου :	0.2 µm