



Σετ αντιδραστηρίων, θειώδη, κιτ SU-5

Αρ. προϊόντος:

2440000

Επικίνδυνο

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Διαθέσιμο



Σετ αντιδραστηρίων για τον προσδιορισμό θειωδών με ιωδιομετρική τιτλοδότηση με σταγόνες. Ανταλλακτικό σετ αντιδραστηρίων για το κιτ τεστ SU-5 (148002). Εύρος μέτρησης: Έως και 200 mg/L SO₃. Το σετ περιλαμβάνει φακελάκια με σουλφαμικό οξύ σε σκόνη, φακελάκια αντιδραστηρίου θειωδών 1 σε σκόνη και διάλυμα θειωδών 3 για περίπου 100 τεστ.

Προδιαγραφές

Ειδικά χαρακτηριστικά :

Σετ αντιδραστηρίων θειωδών, κιτ SU-5: Ιωδιομετρική μέθοδος

Εύρος μέτρησης :

1 - 20mg/L, 10 - 200 mg/L